

## InnovaGoods®

### User's Manual




Fig. 1





Fig. 2



## ENGLISH

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Voltage: 220-240 V
- Frequency: 50 Hz
- Power: 25 W
- Speed control: up to 2500 r.p.m.

- Infrared light

### COMPONENTS

1. Suction & Heat Anti-Cellulite MassagerInnovaGoods®
2. Finger pressure head (legs and glutes): deep massage, calming, cellulite
3. Roller head (legs and glutes): draining massage, cellulite, flaccidity
4. Ball head (abdomen and arms): firm skin and muscles
5. Undulating head (whole body): relaxing and toning massage
6. Protective fabric mesh: for undulating head in areas with hair
7. Infrared heat: thermo-active effect during the massage to mobilise the accumulated fat and toxins

### INSTRUCTIONS

- Connect the Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® to the mains electricity.
- Insert the desired head (figure 1) and move the switch (figure 2): Position A: to switch the massager on /Position B: to activate the infrared heat / Position C: to switch off.
- Rotate the potentiometer to adjust the speed.
- Apply essential oils and moisturising cream to the skin which is to be treated so it helps to minimise the skin's redness (never when using the protective mesh).
- Hold the massager with both hands and make slow and circular movements on the area to be treated; start with a slow speed and increase according to your needs. Do not press too hard, just slide gently.
- Recommended daily use: between 15-20 mins (5 mins in each area).
- Clean the heads after each use.
- You can apply an anti-cellulite or firming cream after using the device to boost results.

### WARNINGS

Do not use the infrared heat function on varicose veins. Do not use the massager on the abdomen if you are pregnant. NEVER massage on a bone (knee, ankle or elbow). Make sure that the voltage of the power source corresponds to that of the appliance. Unplug the appliance whenever you are not using it. Do not pull on the cable and ensure it does not tangle. Keep the cable away from hot and sharp surfaces. Before cleaning, make sure that appliance is disconnected from the power supply and has cooled completely. Clean with a damp cloth. Do not use abrasive products for cleaning. Do not immerse the appliance or cable in liquid. Do not handle it with wet hands Do not use near water or damp areas. Suitable for domestic use only. Use the device for its intended purpose only. Store the device in a dry, dust-free place. Do not leave the appliance unsupervised when it is turned on. This appliance is not a toy. Keep out of reach of children. Do not modify the appliance or any of its components. If the appliance, the cable or the pieces looked damaged or do not work correctly, do not use them or attempt to repair them; they should only be repaired by a qualified technician. This device is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless they are supervised by an adult responsible for their safety. This device is not household waste. Please follow the environmental

regulations in place for its recycling Discard the product in accordance with the European Directive 2002/96/EC. Enquire about your local recycling legislation for electrical and electronic products and follow these steps. Do not dispose of this product with household waste. Following these instructions will help prevent harmful consequences to personal and environmental safety.

## FRANÇAIS

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension : 220-240 V
- Fréquence : 50 Hz
- Puissance : 25 W
- Contrôle de vitesse : jusqu'à 2 500 tr/min
- Lumière infrarouge

### COMPOSANTS

1. Suction & Heat Anti-Cellulite MassagerInnovaGoods®
2. Tête pression doigts (jambes et fessiers) : massage profond, calmant, cellulite
3. Tête à molette (jambes et fessiers) : massage drainant, cellulite, flaccidité
4. Tête sphérique (abdomen et bras) : peau et muscles fermes
5. Tête ondulante (ensemble du corps) : massage relaxant et tonifiant
6. Tissu de protection en mesh : pour la tête ondulante dans les zones où les cheveux sont présents
7. Chaleur infrarouge : effet thermoactif pendant le massage pour mobiliser la graisse et les toxines accumulées

### INSTRUCTIONS

- Branchez le Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods®.
- Insérez la tête souhaitée (figure 1) et actionnez l'interrupteur (figure 2) : Position A : pour allumer le masseur /Position B : pour activer la chaleur infrarouge / position C : pour éteindre.
- Faites tourner le potentiomètre pour régler la vitesse.
- Appliquez des huiles essentielles et de la crème hydratante sur la peau à traiter pour aider à réduire au minimum les rougeurs de la peau (jamais en utilisant le tissu de protection en mesh).
- Tenez le masseur avec les deux mains et effectuez des mouvements lents et circulaires sur la zone à traiter ; démarrez à vitesse lente et augmentez-la en fonction de vos besoins. Ne pressez pas trop fort, faites glisser doucement.
- Utilisation quotidienne recommandée : entre 15 et 20 min (5 min par zone).
- Nettoyez les têtes après chaque utilisation.
- Vous pouvez appliquer une crème anticellulite ou raffermissante après avoir utilisé l'appareil pour booster les résultats.

### AVERTISSEMENTS

N'utilisez pas la fonction de chauffage infrarouge sur des varices. N'utilisez pas le masseur sur l'abdomen si vous êtes enceinte. NE massez JAMAIS un os (genou, cheville ou coude). Assurez-vous que la tension de la source d'alimentation correspond à celle de l'appareil. Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas Ne tirez pas sur le câble d'alimentation et assurez-vous qu'il ne

s'emmêle pas. Éloignez le câble d'alimentation de possibles sources de chaleur ou de surfaces coupantes. Avant le nettoyage, assurez-vous que l'appareil est débranché de la prise électrique et a complètement refroidi. Nettoyez-le à l'aide d'un chiffon propre légèrement humidifié. N'utilisez pas de produits abrasifs Ne pas plonger l'appareil ou le cordon dans des liquides. Ne le touchez pas non plus avec les mains mouillées. Ne l'utilisez pas près de l'eau ou dans des zones humides. Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique. Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage prévu. Stockez l'appareil dans un endroit sec et exempt de poussière. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé. Cet appareil n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants. Ne pas modifier l'appareil ou l'un de ses composants. N'utilisez pas l'appareil si celui-ci présente des pièces endommagées ou ne fonctionne pas correctement. N'essayez pas non plus de les réparer vous-même. Contactez un technicien qualifié. Cet appareil ne convient pas aux enfants ou personnes ayant des capacités physiques, sensorielles et mentales réduites, à moins que ceux-ci soient surveillés par un adulte responsable de leur sécurité. Ce produit n'est pas un déchet domestique. Veuillez le recycler en suivant la réglementation locale en vigueur. Veuillez jeter ce produit conformément à la directive européenne 2002/96/CE. Renseignez-vous sur la législation locale en matière de recyclage des produits électriques et électroniques. Ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères. Le respect de ces indications permet d'éviter des conséquences négatives pour la santé humaine et l'environnement.

## ESPAÑOL

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tensión: 220-240 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Potencia: 25 W
- Control de velocidad: hasta 2500 r.p.m.
- Luz infrarroja

### COMPONENTES

1. Suction & Heat Anti-Cellulite MassagerInnovaGoods®
2. Cabezal dedos de presión (piernas y glúteos): masaje profundo, calmante, celulitis
3. Cabezal rodillos (piernas y glúteos): masaje drenante, celulitis, flaccidez
4. Cabezal bolas (abdomen y brazos): reafirma piel y músculos
5. Cabezal ondulado (todo el cuerpo): masaje relajante y tonificante
6. Malla protectora de tela: para cabezal ondulado en zonas con vello
7. Calor infrarrojo: efecto termoactivo durante el masaje para movilizar la grasa y las toxinas acumuladas

### INSTRUCCIONES

- Conecte a la corriente eléctrica Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods®.
- Coloque el cabezal deseado (figura 1) y mueva el interruptor (figura 2): Posición A: para encender el masajeador /Posición B: para activar el calor infrarrojo / Posición C: para apagar.
- Gire el potenciómetro para ajustar la

velocidad.

- Aplique aceites esenciales y crema hidratante sobre la piel a tratar para ayudar a minimizar el enrojecimiento de la piel (nunca al usar la malla protectora).
- Sujete el masajeador con ambas manos y efectúe movimientos lentos y circulares sobre la zona a tratar; comience con una velocidad lenta y vaya aumentando según sus necesidades. No apriete en exceso, únicamente deslice con suavidad.
- Uso diario recomendado: entre 15-20 min (5 min en cada zona).
- Limpie los cabezales después de cada uso.
- Puede aplicar una crema anticelulítica o reafirmante tras utilizar el dispositivo para potenciar los resultados.

### ADVERTENCIAS

No utilice la función calor infrarrojo sobre venas varicosas. No utilice el masajeador sobre el abdomen si está embarazada.No aplique NUNCA masaje sobre un hueso (rodilla, tobillo o codo). Asegúrese de que la tensión de la fuente de alimentación se corresponde con la del aparato. Desenchufe el aparato siempre que no lo esté utilizando. No tire del cable y asegúrese de que no se enrolla. Mantenga el cable apartado de superficies calientes o cortantes. Antes de limpiarlo, compruebe que el aparato está desconectado de la corriente eléctrica y se ha enfriado completamente. Limpíelo con un trapo ligeramente humedecido. No utilice productos ni materiales abrasivos para su limpieza. No sumerja el aparato ni el cable en líquidos. No lo manipule con las manos mojadas. No lo utilice cerca de ninguna fuente de agua o en lugares húmedos. Únicamente apto para uso doméstico. Utilice el aparato únicamente para las funciones que se ha diseñado. Guarde el dispositivo en un lugar seco y libre de polvo. No deje el aparato sin supervisión mientras esté encendido. Este aparato no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños. No modifique el aparato ni ninguno de sus componentes. Si el aparato, las piezas o el cable parecieran defectuosos o no funcionar correctamente, no los utilice ni intente reparar. Solo un técnico cualificado debe hacerlo. Este dispositivo no está diseñado para que lo manejen niños o personas con capacidades físicas o psíquicas limitadas, salvo que cuenten con la supervisión de un adulto responsable de su seguridad. Este producto no es un residuo doméstico, siga las normativas medioambientales vigentes para su reciclaje. Deseche este artículo conforme a la directiva europea 2002/96/EC. Infórmese sobre la legislación local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos y sígala. No deseche este producto con la basura doméstica. Seguir estas indicaciones contribuye a evitar consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente.

## DEUTSCH

### TECHNISCHE DATEN

- Spannung Stromquelle: 220-240 V
- Frequenz: 50 Hz
- Leistung: 25 W
- Geschwindigkeitskontrolle: bis zu 2500 r.p.m.
- Infrarotlicht

### BESTANDTEILE

1. Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods®
2. Fingerdruck-Kopf (Beine und Gesäß): tiefe Massage, beruhigend, Cellulite
3. Roller-Kopf (Beine und Gesäß): drainierende Massage, Cellulite, straffend
4. Kugel-Kopf (Bauch und Arme): festigt Haut und Muskeln
5. Wellen-Kopf (gesamter Körper): entspannende und belebende Massage
6. Stoff-Schutznetz: für Wellen-Kopf in behaarten Bereichen
7. Infrarot-Wärme: thermoaktiver Effekt während der Massage zur Mobilisierung des Fetts und der gespeicherten Giftstoffe

### BEDIENUNGSANLEITUNG

- Stecken Sie das Massagegerät Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® an eine Steckdose.
- Bringen Sie den gewünschten Massage-Kopf an (Abb. 1) und bewegen Sie den Schalter (Abb. 2): Position A: zum Einschalten des Massagegeräts/Position B: zum Aktivieren der Infrarot-Wärme/Position C: zum Abschalten.
- Drehen Sie das Potentiometer, um die Geschwindigkeit zu regeln.
- Bringen Sie ätherische Öle und Feuchtigkeitscreme auf die zu behandelnden Hautstellen auf, um ihr zu helfen, Rötungen zu minimieren (nie bei Stoff-Schutznetz)
- Halten Sie das Massagegerät mit beiden Händen und führen Sie langsame und kreisende Bewegungen auf dem zu behandelnden Bereich durch; beginnen Sie mit einer niedrigen Geschwindigkeit und steigern Sie sie je nach Ihren Bedürfnissen. Nicht fest aufdrücken, nur sanft über die Haut ziehen.
- Empfehlung: täglicher Gebrauch, 15 bis 20 Minuten (5 Min. in jedem Bereich)
- Reinigen Sie die Massage-Köpfe nach jeder Verwendung.
- Sie können nach der Massage mit dem Gerät eine Anti-Cellulite-Creme oder eine straffende Creme auftragen, um die Ergebnisse zu verstärken.

### WARNHINWEISE

Verwenden Sie die Infrarot-Wärmefunktion nicht auf Krampfadern. Verwenden Sie das Massagegerät während einer Schwangerschaft nicht am Bauch. NIEMALS über einem Knochen massieren (Knie, Knöchel oder Ellenbogen). Kabel nicht in die Nähe von Wärmequellen bringen. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen oder Schnittflächen fern. Vor dem Reinigen sicherstellen, dass Smart Pressure Cooker vom Strom getrennt und vollständig abgekühlt ist. Tuch reinigen. Keine kratzenden Substanzen verwenden. Weder das Gerät noch das Kabel in Flüssigkeiten eintauchen. Nicht mit feuchten Händen berühren. Nicht in Umgebung einer Wasserquelle oder an feuchten Orten verwenden. Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch geeignet. Lassen Sie das Gerät im eingeschalteten Zustand nicht unbeaufsichtigt. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nehmen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn Sie Teile auswechseln oder Wartungsarbeiten daran vornehmen wollen. Nehmen Sie an dem Gerät und seinen Bestandteilen keine Veränderungen vor. Dieses Gerät ist ohne Aufsicht eines für die

Sicherheit verantwortlichen Erwachsenen nicht für die Bedienung durch Kinder oder Personen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen geeignet. Nur für den Hausgebrauch geeignet. Ausgemusterte Geräte umweltfreundlich entsorgen. Entsorgen Sie diesen Artikel gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EG. Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze zum Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten und befolgen Sie diese. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Hausmüll. Die Einhaltung dieser Richtlinien hilft, negative Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden.

## ITALIANO

### SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza: 25 W
- Controllo di velocità: fino a 2500 r.p.m.
- Luce a infrarossi

### COMPONENTI

1. Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods®
2. Testina dita di pressione (gambe e glutei): massaggio profondo, calmante, cellulite
3. Testina rullo (gambe e glutei): massaggio drenante, cellulite e flaccidezza
4. Testina sferica (addome e braccia): tonifica pelle e muscoli
5. Testina ondulata (tutto il corpo): massaggio rilassante e tonificante
6. Rete di protezione in stoffa: per la testina ondulata su aree con i peli
7. Calore a infrarossi: effetto termoattivo durante il massaggio per stimolare il grasso e le tossine accumulate

### ISTRUZIONI

- Collegare alla corrente elettrica Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods®.
- Scegliere la testina (figura 1) e spostare l'interruttore (figura 2): Posizione A: per accendere il massaggiatore /Posizione B: per attivare il calore a infrarossi / Posizione C: per spegnere.
- Girare il potenziometro per regolare la velocità.
- Applicare oli essenziali e crema idratante sulla pelle da trattare per aiutare a ridurre al minimo l'arrossamento della pelle (da non usare mai con la rete di protezione).
- Mantenere il massaggiatore con entrambe le mani e realizzare movimenti lenti e circolari sulla zona da trattare; iniziare con una velocità bassa e aumentare in base alle proprie esigenze. Non premere eccessivamente, far scivolare con delicatezza.
- Uso quotidiano consigliato: tra 15-20 min (5 min per area).
- Pulire le testine dopo ogni utilizzo.
- Si può applicare una crema anticellulite o rassodante dopo aver utilizzato il dispositivo, per potenziare i risultati.

### AVVERTENZE

Non utilizzare la funzione calore a infrarossi sulle vene varicose. Non utilizzare il massaggiatore sull'addome in caso di gravidanza. Non realizzare MAI il massaggio



## Suction & Heat AntiCellulite Massager InnovaGoods® - Wellness Beauty

pentru care a fost creat. Păstrați dispozitivul într-un loc uscat și fără praf. Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce este pornit. Acest aparat nu este o jucărie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu modificați aparatul și niciunul din componentele sale. Dacă aparatul, piesele sau cablul par a fi defecte sau a nu funcționa corect, nu le folosiți sau încercați să le reparați. Doar un tehnician calificat trebuie să o facă. Acest dispozitiv nu este conceput pentru a-l folosi copiii sau persoanele cu capacități fizice sau psihice limitate, exceptând atunci când sunt însoțiți de un adult responsabil de siguranța lor. Acest produs nu este un deșeu menajer, urmați reglementările de mediu în vigoare pentru a-l recicla. Eliminați acest articol conform directivei europene 2002/96/EC. Informați-vă cu privire la legislația locală de reciclare a produselor electrice și electronice și respectați-o. Nu aruncați acest produs împreună cu gunoiiul menajer. Respectarea acestor indicații contribuie la evitarea consecințelor negative pentru sănătatea oamenilor și pentru mediul înconjurător.

## DANSK

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Spænding: 220-240 V
- Frekvens: 50 Hz
- Styrke: 25 W
- Hastighedskontrol: op til 2500 r.p.m.
- Infrarødt lys

### DELE

- Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods®
- Hoved trykfinger (ben og balder): dybdegående massage, afslappende, cellulitis
- Hoved knæ (ben og balder): drænende massage, cellulitis, inflammation
- Hoved bolde (mave og arme) opstrammer huden og musklerne
- Krøllet hoved (hele kroppen): afslappende massage og tonende
- Beskyttelsesnet i stof: til det krøllede hoved til områder med hår
- Infrarød varme: termo-aktiv effekt i forbindelse med massagen for at bevæge ophobet fedt og toksiner

### INSTRUKTIONER

- Sæt Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® til en strømkilde.
- Placer det ønskede hoved (figur 1) og bevæg kontakten (figur 2): Position A: for at tænde massageapparatet /Position B: for at aktivere den infrarøde varme / Position C: for at slukke.
- Drej afbryderen for at justere hastigheden.
- Anvend essentielle olier og fugtighedscreme ovenpå huden, som du ønsker at behandle, for at minimere rødme i huden (brug aldrig ved brug af det beskyttende net).
- Hold fast i massageapparatet med begge hænder og lav langsomme cirkulære bevægelser hen over det område, som du ønsker at behandle; begynd med langsom hastighed og øg den alt efter behov. Tryk ikke for meget, bevæg den kun med bløde bevægelser.
- Anbefalet daglig brug: mellem 15 og 20 minutter (5 minutter i hvert område).
- Rens hovederne efter hvert brug.

- Du kan anvende celullulitis creme eller opstrammende creme efter brug af apparatet for at fremme resultaterne.

<b>BEMÆRKNINGER</b>
<p>Brug ikke funktionen med infrarød varme på områder med åreknuder. Brug ikke massageapparatet på maven, hvis du er gravid. Brug ALDRIG til at massere ovenpå en knogle (knæ, ankel, eller albue). Kontroller, at spændingen i strømforsyningen svarer til apparatet. Tag apparatet ud af stikket, når du ikke bruger den. Hiv ikke i kablet og sørg for, at det ikke bliver viklet ind. Hold kablet væk fra varme eller skarpe overflader. Før rengøring skal du sørge for, at apparatet er afbrudt fra strømforsyningen og er kølet helt ned. Rengør det med en let fugtig klud. Brug ikke slibende produkter eller materialer til at rengøre det. Dyp ikke apparatet eller kablet i væsker. Må ikke håndteres med våde hænder. Brug det ikke tæt ved kilder til vand eller i våde omgivelser. Kun egnet til husholdningsbrug. Brug kun apparatet til sit formål. Opbevar enheden på et tørt sted fri for støv. Efterlad ikke apparatet uden opsyn, mens det er tændt. Dette apparat er ikke legetøj. Hold det utilgængeligt for børn. Du må ikke ændre på apparatet eller nogen af dets komponenter. Hvis apparatet, dele af det eller kablet synes defekt eller ikke virker korrekt, brug dem ikke og forsøg ikke at reparere dem. Kun en kvalificeret tekniker bør gøre det. Denne enhed er ikke designet til at blive håndteret af børn eller personer med begrænset fysisk eller mental kapacitet, medmindre de er under opsyn af en voksen, ansvarlig for deres sikkerhed. Dette produkt er ikke husholdningsaffald, følg gældende miljøregler for genbrug. Smid dette produkt ud i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2002/96 / EF. Informer dig om den lokale lovgivning om genbrug af elektriske og elektroniske produkter og følg den. Smid ikke dette produkt ud sammen med husholdningsaffald. Følgende indikationer hjælper med at undgå negative konsekvenser for menneskers helbred samt miljøet.</p>

## SVENSKA

<b>TEKNISKA SPECIFIKATIONER</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Spänning: 220-240 V</li> <li>Frekvens: 50 Hz</li> <li>Effekt: 25 W</li> <li>Hastighetskontrol: upp till 2500 varv/min</li> <li>Infrarött ljus</li></ul>

## SVENSKA

<b>TEKNISKA SPECIFIKATIONER</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Spänning: 220-240 V</li> <li>Frekvens: 50 Hz</li> <li>Effekt: 25 W</li> <li>Hastighetskontrol: upp till 2500 varv/min</li> <li>Infrarött ljus</li></ul>

<b>KOMPONENTER</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Suction &amp; Heat Anti-Cellulite MassagerInnovaGoods®</li> <li>Fingertryck-huvud (ben och rumpa): djup massage, lugnande, celluliter</li> <li>Rullhuvud (ben och rumpa): dräneringsmassage, celluliter, slapphet</li> <li>Kulhuvud (mage och armar): fast hud och muskler</li> <li>Böljande huvud (hela kroppen): avslappnande och tonande massage</li> <li>Skyddande tygnät: för böljande huvud i områden med hår</li> <li>Infraröd värme: termoaktiv effekt under massagen för att mobilisera ackumulerat fett och gifter</li></ol>

<b>INSTRUKTIONER</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Sæt Suction &amp; Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® til en strømkilde.</li> <li>Placer det ønskede hoved (figur 1) og bevæg kontakten (figur 2): Position A: for at tænde massageapparatet /Position B: for at aktivere den infrarøde varme / Position C: for at slukke.</li> <li>Drej afbryderen for at justere hastigheden.</li> <li>Anvend essentielle olier og fugtighedscreme ovenpå huden, som du ønsker at behandle, for at minimere rødme i huden (brug aldrig ved brug af det beskyttende net).</li> <li>Hold fast i massageapparatet med begge hænder og lav langsomme cirkulære bevægelser hen over det område, som du ønsker at behandle; begynd med langsom hastighed og øg den alt efter behov. Tryk ikke for meget, bevæg den kun med bløde bevægelser.</li> <li>Anbefalet daglig brug: mellem 15 og 20 minutter (5 minutter i hvert område).</li> <li>Rens hovederne efter hvert brug.</li></ul>

- Anslut Suction & Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® till elnätet.
- Placera önskat huvud (figur 1) och flytta omkopplaren (figur 2): Läge A: för att slå på massageapparaten/Läge B: för att aktivera infraröd värme/Läge C: för att stänga av.

- Vrid potentiometern för att justera hastigheten.
- Applicera eteriska oljor och fuktkräm på huden som ska behandlas så att det hjälper till att minimera hudrodnad (aldrig när du använder skyddsnetet).
- Håll massageapparaten med båda händerna och gör långsamma och cirkulära rörelser på området som ska behandlas; börja med långsam hastighet och öka efter behov. Tryck försiktigt, inte för hårt.
- Rekommenderad daglig användning: mellan 15-20 minuter (5 minuter på varje område).

- Rengör huvudena efter varje användning.
- Du kan applicera en anticellulit-kräm eller uppstramande kräm efter användning för att förbättra resultatet.

<b>WARNING</b>
<p>Använd inte den infraröda värmefunktionen på åderbräck. Använd inte massageapparat<span></span>en på magen om du är gravid. Massera ALDRIG på ett ben (knä, fotled eller armbåge). Försäkra dig om att spänningen hos strömförsörjningen är kompatibel med apparaten. Koppla ur apparaten varje gång den inte används. Dra inte i sladden och se till att den inte blir tillrasslad. Håll sladden borta från heta eller vassa ytor. Innan du påbörjar rengöringen, försäkra dig om att apparaten är urkopplad och helt avsvalnad. Rengör apparaten med en lättfuktad trasa. Använd inte slipprodukter eller material för att rengöra den med. Lägg inte apparaten eller sladden i vätska. Vidrör inte med blöta händer. Använd inte apparaten nära vatten eller i fuktiga omgivningar. Enbart för hemmabruk. Använd aparaten enbart i enlighet med dess ändamål. Förvara produkten på en torr plats utan damm. Lämna inte apparaten utan tillsyn när den är påslagen. Ten aparat nie jest zabawką. Przechowywać z dala od dzieci. Apparaten eller dess komponenter får inte modifieras. Om apparaten, delarna eller sladden visar defekter eller om de inte fungerar riktigt, ska du inte använda dem eller försöka att reparera dem. Bara en kvalificerad tekniker borde göra det. Denna apparat är inte ämnad för barn eller människor med fysiska och mentala handikapp, förutom om de hela tiden övervakas av en vuxen som har ansvar för deras säkerhet. Denna produkt är inte hushållsavfall, så följ miljönormerna för återvinning. Kassera produkten enligt europadirektiv 2002/96/EC. Ta reda på gällande föreskrifter om återvinning av elektriska och elektroniska apparater där du bor och följ anvisningarna. Släng ej produkten i hushållsavfallet. Genom att följa dessa instruktioner hjälper du till att förebygga hälso- och miljöfarliga påföljder.</p>

## SUOMI

<b>TEKNISET TIEDOT</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Jännite: 220-240 V</li> <li>Taajuus: 50 Hz</li> <li>Teho: 25 W</li> <li>Nopeuden säätö: jopa 2500 r.p.m.</li> <li>Infrapunavalo</li></ul>

<b>OSAT</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Suction &amp; Heat Anti-Cellulite MassagerInnovaGoods®</li> <li>Sormipainelupää (jalat ja pakarat): syvähieronta, rauhoittava, selluliitti</li> <li>Rullapää (jalat ja pakarat): turvotusta poistava hieronta, selluliitti, ihon velttouts</li> <li>Pallopää (vatsa ja käsivarret): kiinteä iho ja lihakset</li> <li>Aaltoileva pää (koko vartalo): rentouttava ja kiinteyttävä hieronta</li> <li>Kankainen suojaverkko: aaltoilevalle päälle kehon karvaisille osille</li> <li>Infrapunälämpö: lämpöaktiivinen vaikutus koko hieronnan ajan kertyneen rasvan ja kuona-aineiden mobilisointiin</li></ol>

<b>OHJEET</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Liitä Suction &amp; Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® verkkovirtaan.</li> <li>Aseta haluamasi pää (kuva 1) ja siirrä kytkin (kuva 2): Asentoon A: käynnistä hierontalaite / Asentoon B: aktivoi infrapunälämpö / Asentoon C: sammuta.</li> <li>Säädä nopeutta kääntämällä potentiometriä.</li> <li>Levitä eeteristä öljyä ja kosteusvoidetta käsiteltävälle iholle, mikä vähentää ihon punaisuutta (älä käytä suojaverkon kanssa).</li> <li>Pidä hierontalaitetta molemmin käsin ja tee hitaita pyöriviä liikkeitä käsiteltävälle alueelle; aloita alhaisella nopeudella ja lisää nopeutta halutessasi. Älä paina liian kovaa, vaan liu'uta kevyesti.</li> <li>Suositteltu päivittäinen käyttö: 15-20 min välillä (5 min kullekin alueelle).</li> <li>Puhdista päät jokaisen käytön jälkeen.</li> <li>Laitteen käytön jälkeen voit levittää iholle antiselluliittivoidetta tai kiinteyttävää voidetta tehostaaksesi tuloksia.</li></ul>

<b>SUDEDAMOSIOS DALYS</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>«Suction &amp; Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods®»</li> <li>Pirstų spaudimo galios galvutė (kojos ir sėdmenys): gilus masažas, raminantis, celiulitas</li> <li>Ritininė galvutė (kojos ir sėdmenys): drenažo masažas, celiulitas, švelnumas</li> <li>Rutulinė galvutė (pilvos ir rankos): tvirta oda ir raumenys</li> <li>Banguojanti galvutė (visas kūnas): atpalaiduojantis ir tonizuojantis masažas</li> <li>Apsauginis medžiaginė plėvelė: banguojančiai galvutei plaukuotoms vietoms</li> <li>Šildymas infraraudonaisiais spinduliais: termoaktyvus efektas masažo metu kaupiamiems riebalams ir toksinams mobilizuoti</li></ol>

<b>INSTRUKCIJOS</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Ijunkite «Suction &amp; Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods®» į elektros lizdą.</li> <li>Įdėkite norimą galvutę (1 paveiksluukas) ir įjunkite jungiklį (2 paveiksluukas): A pozicija: įjungti masažuoklį / B pozicija: įjungti šildymą infraraudonaisiais spinduliais / C pozicija: išjungti.</li> <li>Pasukite potenciometrą, norėdami pritaikyti greitį.</li> <li>Užtepkite esencinį aliejų ir drėkinančią kremą vietoje, kurią masažuosite, tai padės sumažinti odos paraudimą (niekada nenaudokite su medžiagine plėvele).</li> <li>Laikykite masažuoklį abejomis rankomis ir lėtai judėkite ratų; pradėkite nuo mažesnio greičio ir didinkite jį pagal poreikį. Nespauskite per stipriai, leiskite jam lengvai slysti.</li> <li>Rekomenduojamas kasdienis naudojimas: 15-20 min (5 min kiekvienai zonai)</li> <li>Įsplaukite galvutes po kiekvieno naudojimo.</li> <li>Galite naudoti antiцellulitinį arba strąngrinančią kremą po procedūros rezultato pagerinimui.</li></ul>

<b>ĮSPĖJIMAI</b>
<p>Nenaudokite infraraudonųjų spindulių šildyma ant varikozinių venų</p>
<p>Nenaudokite masažuoklį ant pilvo, jei jūs esate nėščia. NIEKADA nemasažuokite kaulo (kelio, kulkšnies ar alkūnės). Įsitinkinkite, jog elektros energijos tiekimo įtampa suderinama su įrenginiu. Kai prietaiso nenaudojate, jį atjunkite. Netraukite už laidų</p>

ir pasirūpinkite, kad jis nesusipainiotų. Laikykite laidą toliau nuo karštų arba aštrių paviršių. Valykite įrenginį šiek tiek drėgna šluoste. Nenaudokite šlifavimo įrankių ar medžiagų valymui. Nedėkite įrenginio ar laidų į skystį. Nelieskite jo drėgnomis rankomis. Nenaudokite įrenginio būdami arti vandens arba drėgnose vietose. Tinka tik naudojimui namuose. Naudokite prietaisą tik pagal jo numatytąją paskirtį. Laikykite įrenginį sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių. Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis įjungtas. Šis prietaisas - ne žaislas. Laikykite vaikams nepasiekiamose vietoje. Nemodifikuokite prietaiso ar jo komponentų. Jeigu įrenginyje, jo dalyse ar laide pastebėsite gedimus arba jeigu detalės neveikia tinkamai, nenaudokite jų ir nebandykite jų taisyti patys. Tik kvalifikuotas specialistas turėtų tai padaryti. Šis įrenginys nėra skirtas vaikams arba žmonėms su fizine ar psichine negalia, nebent juos prižiūri suaugusysis, atsakingas už jų saugumą. Šis produktas - tai ne buitinė atlieka, todėl vadovaukitės aplinkosaugos standartai norint jį perdirbti. Išmeskite produktą laikydamies Europos Direktyvos 2002/96/EC. Pasiteiraukite apie savo vietinius perdirbimo įstatymus susijusius su elektrinių prietaisų ir produktų išmetimu ir sekite jų nurodymais. Neišmeskite šio produkto su buitinėmis atliekomis. Sekant šias instrukcijas jūs išmesite produktą tinkmai ir išvengsite žalos gamtai bei visuomenės aplinkai.

## NORSK

<b>TEKNISKE SPESIFIKASJONER</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Spenning: 220-240 V</li> <li>Frekvens: 50 Hz</li> <li>Effekt: 25 W</li> <li>Hastighetskontrol: opptil 2500 r.p.m.</li> <li>Infrarødt lys</li></ul>

<b>KOMPONENTER</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Suction &amp; Heat Anti-Cellulite MassagerInnovaGoods®</li> <li>Fingertrykkhode (ben og setemuskler): dyp massasje, beroligende, cellulitt</li> <li>Rullehode (ben og setemusker): dreneringsmassasje, cellulitt, slapphet</li> <li>Ballhode (mage og armer): fast hud og muskler</li> <li>Bølgende hode (hele kroppen): avslappende og oppstrammende massasje</li> <li>Beskyttende stoffnett: for bølgende hode i områder med hår</li> <li>Infrarød varme: termoaktiv effekt under massasjen for å mobilisere oppsamling av fett og giftstoffer</li></ol>

<b>INSTRUKSJONER</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Koble Suction &amp; Heat Anti-Cellulite Massager InnovaGoods® til strømnettet.</li> <li>Sett inn ønsket hode (figur 1) og beveg bryteren (figur 2): Posisjon A: for å slå massasjeapparatet på /Posisjon B: for å aktivere infrarød varme / Posisjon C: for å slå av.</li> <li>Drei potentiometeret for å justere hastigheten.</li> <li>Påfør essensielle oljer og fuktighetskrem på huden som skal behandles, slik at det hjelper til med å minimere hudens rødhet (aldri når du bruker beskyttelsesnettet).</li> <li>Hold massasjeapparatet med begge hender og gjør sakte og sirkulære bevegelser på området som skal</li></ul>

behandles; start med en lav hastighet og øk etter dine behov. Ikke trykk for hardt, bare skyv forsiktig.

- Anbefalt daglig bruk: mellom 15-20 minutter (5 minutter i hvert område).
- Rengjør hodene etter hvert bruk.
- Du kan bruke en anti-cellulitt eller oppstrammende krem etter bruk av enheten for å øke resultatene.

<b>ADVARSLER</b>
<p>Ikke bruk infrarød varmfunksjon på åreknuter. Ikke bruk massasjeapparatet på magen hvis du er gravid. Masser ALDRI på et bein (kne, ankel eller albue). Pass på at spenningen på strømforsyningen er kompatibel med enheten. Koble fra apparatet når du ikke bruker den. Ikke trekk i ledningen, og sørg for at det ikke blir flokete. Holdt ledningen unna varme eller skarpe overflater. Før rengjøring bør du være sikker på at apparatet er koblet fra strømforsyningen og er helt avkjølet. Rengjør enheten med en fuktig klut. Ikke bruk grove produkter eller materialer for å rengjøre den. Ikke legg enheten eller ledningen i væske. Ikke håndter den med våte hender Ikke bruk enheten i nærheten av en vannkilde eller på fuktige steder. Egnet bare for bruk i hjemmet. Bruke enheten til bare til sitt formål. Lagre produktet på en tørr plass uten støv. La ikke enheten være uten tilsyn når den er slått på. Dette apparatet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke endre maskinen eller noen av delene. Hvis enheten, delene eller ledningen viser feil eller at de ikke fungerer som de skal må du ikke bruke dem eller forsøke å reparere dem. Bare en kvalifisert teknikker bør gjøre det. Denne enheten er ikke beregnet for bruk av barn eller mennesker med fysiske eller mentale funksjonsnedsettelser, med mindre de er under opsyn av en voksen som er ansvarlig for deres sikkerhet. Dette produktet er ikke husholdningsavfall, så følg miljøkravene til gjenvinning. Kast produktet i samsvar med Europeisk Direktiv 2002/96/EC. Undersøk den lokale lovgivningen rundt gjenvinning og følg disse reglene. Produktet må ikke kastes sammen med restavfall. Det er viktig at disse instruksjonene følges for å sørge for at vi unngår uønskede konsekvenser både når det gjelder personlig og miljømessig trygghet.</p>

<b>INSTRUKSIJONER</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Spenning: 220-240 V</li> <li>Frekvens: 50 Hz</li> <li>Effekt: 25 W</li> <li>Hastighetskontrol: opptil 2500 r.p.m.</li> <li>Infrarødt lys</li></ul>

<b>TEHNIČNE SPECIFIKACIJE</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Napetost: 220-240 V</li> <li>Frekvenca: 50 Hz</li> <li>Moč: 25 W</li> <li>Nadzor hitrosti: do 2500 vrt / min</li> <li>Infrardeča svetloba</li></ul>

<b>DELI</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Suction &amp; Heat Anti-Cellulite MassagerInnovaGoods®</li> <li>Glava na pritisk s prsti (noge in glueus): globoka masaža, pomirjanje, celulit</li> <li>Glava valja (noge in glueus): dreznažna masaža, celulit, mlitavost</li> <li>Glava okrogla (trebuh in roke): čvrsta koža in mišice</li> <li>Valovita glava (celo telo): sproščujoča in tonizirana masaža</li> <li>Zaščitna mrežasta mrežica: za valovito glavo na predelih z lasmi</li> <li>Infrardeča toplota: termoaktivni učinek med masažo za mobilizacijo nakopičene</li></ul>

www.innovagoods.com



